



Basitleştirilmiş çalışma, hızlı ölçüm ve tıbbi olarak uygun sonuçlar – işte seca mBCA 515.



seca mBCA 515

Teknik bilgiler

- Kapasite: 300 kg
- Taksimat: 50 g < 150 kg > 100 g
- Onay sınıfı: III
- Tıbbi cihaz sınıfı: IIa
- Boyutlar (GxYxD):
976 x 1,251 x 828 mm
- Güç kaynağı: Güç adaptörü
- Görüntüleme tipi: 8.4" dokunmatik
ekran görüntüleme,
360° döndürülebilir
- Arayüzler: seca 360° wireless
teknoloji, USB 2.0, Eternet
- Ölçüm yöntemi: 8 noktalı
Biyoelektrik Direnç Analizi
- Ölçüm akımı: 100 µA
- Ölçüm süresi, normal yöntem:
maksimum 20 saniye
- Frekanslar: 19

seca mBCA ile ilgili sorularınız için Bizimle
iletişim kurun!

Kimeks Kimyasal Maddeler ve Sağlık Gereçleri Tic. A.Ş.
Abide-i Hürriyet Cad. Gecit Sokak No:6/1 Sisli, İSTANBUL
Tel +902122968460 - Fax: +902122482218 kimeks@kimeks.com - www.kimeks.com

seca | mBCA

Beslenmeye bağlı karmaşık
sorunlara çözüm.




Hassas vücut bileşimi değerlendirme –

Klinik olarak kanıtlanmış, tekrarlanabilir, hassas ölçüm.

Endikasyon onkoloji

Pek çok değişik faktör, bir tek ana problem: kötü beslenme.


- Dünya genelindeki kanser hastalarının %40 kadarı kötü beslenmektedir.
- Tümör hastalarının %22'den fazlasında kaşeksi doğrudan ölüm nedenidir.
- Doğru vücut bileşimi ölçümü kaşeksik durumun saptanmasına yardımcı olur.
- Muayene sonuçları, ölüm oranının düşürülmesi için tedavi boyunca beslenme durumunu izlemeyi ve uyumlandırmayı sağlar.



Endikasyon kalp yetmezliği

Kalp için hayati önemde: optimum beslenme tedavisi.


- Eğer hastanın beslenme durumu yetersizse kas ve yağ kaybının (kardiyak kaşeksi) sonucu olarak hastalığın seyri kötüleşir.
- Kronik kalp yetmezliği olan hastaların yaklaşık %15-20'si kardiyal kaşeksiyle karşılaşır.
- Ödem somut yağ ve kas kaybını maskeleyebileceğinden teşhis koymak güçtür.
- (Ekstraselüler) su dikkate alınmalıdır.



Endikasyon nefroloji

Vücut suyu: doğru seviye çok önemlidir.

- Vücut suyunun izlenmesi çok faydalıdır.
- Besinsel faktörler de büyük rol oynar.
- Böbrekler mümkün olduğu kadar az protein almalıdır.
- Diğer yandan çok az protein alımı da kaşeksik duruma yol açar.



Endikasyon diyabetoloji

İki ciddi yük: aşırı kilo ve obezite.

- Diyabetiklerin %90'ından fazlasında genellikle zayıf diyet ve hareketsiz yaşam tarzının neden olduğu edinilmiş tip 2 diyabet vardır.
- İskelet kas kütlesi korunurken yağ kütlesinin azaltılması gereklidir.
- Yağ ve kas kütlesinin özellikle Vücut Bileşimi Çizelgesiyle hatasız biçimde izlenmesi tedavinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.

